TSTL SPCL chimie

# La précipitation sélective

AE3

- Au cours d'un TP de chimie, les élèves ont versé dans le bidon « recyclage métaux » une solution de chlorure de fer (III) et une solution de sulfate de cuivre (II).
- ♥ Comment traiter ce mélange afin de séparer les ions Fe³+ des ions Cu²+?

#### Substances chimiques et pictogrammes de sécurité

## Hydroxyde de sodium NaOH (s)



 H314 - provoque de graves brûlures et des lésions oculaires graves

## Chlorure de cuivre dihydraté CuCl<sub>2</sub>,2H<sub>2</sub>O (s)





- H302 Nocif en cas d'ingestion
- H315 Provoque une sévère irritation de la peau
- H319 Provoque une irritation cutanée
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraı̂ne des effets néfastes à long terme

Nitrate de fer (III), nonahydraté Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>,9H<sub>2</sub>O<sub>(s)</sub>





H272 – Peut aggraver un incendie ; comburant
 H315 – Provoque une irritation cutanée
 H319 – Provoque une sévère irritation des yeux

# Thiocyanate de potassium K<sup>+</sup> (aq) + SCN<sup>-</sup> (aq)





- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H312 Nocif par contact cutané.
- H332- Nocif par inhalation.
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Données:

- En solution, les ions métalliques  $X^{a+}$  précipitent en présence d'ions hydroxyde  $HO^-$  donnant des hydroxydes métalliques  $X(OH)_{a(s)}$ :  $X^{a+}_{(aq)} + a OH^-_{(aq)} \rightarrow X(OH)_{a(s)}$ ; La précipitation dépend du pH
- On rappelle que le précipité d'hydroxyde métallique apparait lorsque :  $\left[HO^{-}\right]^{a} \times \left[X^{a+}\right] = Ks$  Avec Ks la constante de solubilité de l'hydroxyde métallique
- $[H_3O^+] \times [HO^-] = 10^{-14}$   $pH = -log[H_3O^+]$   $[H_3O^+] = 10^{-pH}$
- L'ion SCN- (aq) est un réactif caractéristique des ions fer (III).

#### On dispose des solutions suivantes :

- une solution de nitrate de fer III ( $Fe^{3+}_{(aq)}$ ; 3  $NO_{3-(aq)}$ ) dans laquelle [ $Fe^{3+}_{(aq)}$ ] = 3,0.10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup>
- une solution de chlorure de cuivre ( $Cu^{2+}_{(aq)}$ ; 2  $Cl^{-}_{(aq)}$ ). dans laquelle [ $Cu^{2+}_{(aq)}$ ] = 3,0.10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup>
- une solution d'hydroxyde de sodium (Na<sup>+</sup>(aq); HO<sup>-</sup>(aq)) de concentration 2,0 mol.L<sup>-1</sup>
- une solution d'acide sulfurique concentrée

## A/ Préparation des solutions

- $\rightarrow$  Calculer la masse de nitrate de fer, nonahydraté **Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>,9H<sub>2</sub>O**<sub>(s)</sub> qu'il faut peser pour préparer **100 mL** d'une solution de concentration **3,0.10**<sup>-2</sup> **mol.L**<sup>-1</sup>
- → Calculer la masse de chlorure de cuivre dihydraté CuCl<sub>2</sub>,2H<sub>2</sub>O<sub>(s)</sub> qu'il faut peser pour préparer 100 mL d'une solution de concentration 3,0.10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup>
- Préparer les solutions

## B/ Etude de l'hydroxyde de fer

### ▶ Précipitation de l'hydroxyde de fer

- Introduire dans un tube à essais environ 2 mL de la solution de nitrate de fer III contenant les ions Fe<sup>3+</sup>
- Ajouter quelques gouttes de la solution d'hydroxyde de sodium (Na $^+$  $_{(aq)}$  ; HO $^ _{(aq)}$ ).
- → Noter vos observations. Ecrire l'équation qui traduit la réaction de précipitation.

#### ▶ ► <u>Détermination du pH de début de précipitation</u>

#### Détermination théorique

- La constante de solubilité de l'hydroxyde de fer Fe(OH)<sub>3(s)</sub> est Ks1 = 2.10<sup>-39</sup>
- $\rightarrow$  Quelle relation peut-on écrire (entre les concentrations des ions Fe<sup>3+</sup> et OH<sup>-</sup>) lorsque le précipité d'hydroxyde de fer apparait ?
- $\rightarrow$  Calculer la concentration des ions HO<sup>-</sup> lorsque commence la précipitation, si on estime que [Fe<sup>3+</sup>(aq)] = 3,0.10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup>
- $\rightarrow$  Calculer la concentration des ions H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> lorsque commence la précipitation.
- → Calculer le pH<sub>théorique</sub> de début de précipitation.

#### Détermination expérimentale

- Introduire dans un bécher 20 à 30 mL de la solution de nitrate de fer.
- Placer le bécher sur un agitateur magnétique. Mettre un turbulent dans le bécher. Mettre en route l'agitation.
- Acidifier la solution, en ajoutant quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, afin d'avoir un pH initial proche de 1.
- Verser ensuite doucement, goutte à goutte, à l'aide d'une petite pipette, de la solution d'hydroxyde de sodium, jusqu'à l'obtention du précipité d'hydroxyde de fer III.
- → Mesurer le pH de la solution lorsque l'hydroxyde de fer apparait.

## C/ Etude de l'hydroxyde de cuivre

#### ▶ ► Précipitation de l'hydroxyde de cuivre

- Introduire dans un tube à essais environ 2 mL de la solution de chlorure de cuivre contenant les ions Cu<sup>2+</sup>
- Ajouter quelques gouttes de la solution d'hydroxyde de sodium ( $Na^+_{(aq)}$ ;  $HO^-_{(aq)}$ ).
- → Noter vos observations. Ecrire l'équation qui traduit la réaction de précipitation.

## ▶ ► <u>Détermination du pH de début de précipitation</u>

#### Détermination théorique

- La constante de solubilité de l'hydroxyde de cuivre Cu(OH)<sub>2(s)</sub> est **Ks2 = 2.10<sup>-20</sup>**
- $\rightarrow$  Quelle relation peut-on écrire (entre les concentrations des ions Cu<sup>2+</sup> et OH<sup>-</sup>) lorsque le précipité d'hydroxyde de cuivre apparait ?
- $\rightarrow$  Calculer la concentration des ions HO<sup>-</sup> lorsque commence la précipitation, si on estime que [Cu<sup>2+</sup>(aq)] = 3,0.10<sup>-2</sup> mol.L<sup>-1</sup>
- → Calculer la concentration des ions H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> lorsque commence la précipitation.
- → Calculer le pH<sub>théorique</sub> de début de précipitation.

#### Détermination expérimentale

- Introduire dans un bécher 20 à 30 mL de la solution de chlorure de cuivre.
- Placer le bécher sur un agitateur magnétique. Mettre un turbulent dans le bécher. Mettre en route l'agitation.
- Acidifier la solution, en ajoutant quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, afin d'avoir un pH initial proche de 1.
- Verser ensuite doucement, goutte à goutte, à l'aide d'une petite pipette, de la solution d'hydroxyde de sodium, jusqu'à l'obtention du précipité d'hydroxyde de cuivre.
- → Mesurer le pH de la solution lorsque l'hydroxyde de cuivre apparait.

# D/ Traitement d'une solution contenant des ions métalliques

- Introduire dans un bécher, 20 mL de la solution de chlorure de cuivre et 20 mL de la solution de nitrate de fer
- $\rightarrow$  Proposer un protocole permettant de séparer les ions Cu<sup>2+</sup> et Fe<sup>3+</sup> du mélange; Faire valider le protocole puis le réaliser.
- → Proposer un protocole permettant de vérifier que la séparation a été correctement effectuée ; Faire valider le protocole puis le réaliser.